

Faster, Steriliteitstest isolator GloveFAST Clean



Faster GloveFAST Clean is een hoogwaardige overdrukisolator voor de bescherming van ongevaarlijke geneesmiddelen. Met een HEPA/ULPA-gefilterde unidirectionele luchtstroom en volledig gesloten systeem, biedt deze isolator optimale productbescherming en st



Faster GloveFAST Clean is een hoogwaardige overdrukisolator voor de bescherming van ongevaarlijke geneesmiddelen. Met een HEPA/ULPA-gefilterde unidirectionele luchtstroom en volledig gesloten systeem, biedt deze isolator optimale productbescherming en steriliteitstesten in een gecontroleerde omgeving.

WaarderingNog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant[Faster](#)

Omschrijving

Overdrukisolator ontworpen voor productbescherming van ongevaarlijke geneesmiddelen met overdrukwerking

GloveFAST Clean is een overdruk isolator ontworpen voor productbescherming van ongevaarlijke medicijnen die onder overdruk werken. De HEPA/ULPA-gefilterde unidirectionele luchtstroom van H14 zorgt voor luchtzuiverheidsklasse ISO 3 en voorkomt dat verontreinigende stoffen van buitenaf de hoofd- en transferkamers binnenkomen. Omdat de Faster GloveFAST Clean isolator een volledig gesloten systeem is, kunnen operators steriliteitstesten uitvoeren in een schone omgeving die de integriteit van het materiaal waarborgt.

Faster GloveFAST Clean is een overdrukisolator volgens ISO/FDIS 14644-7 met een echte unidirectionele luchtstroom in klasse 3 volgens ISO 14644-1 of EC GMP Grade A, die de operator en de omgeving isoleert van het proces en de samenstellende delen.

Standaard accessoires:

- DEHS 100% poorten;
- Spanningsvrij contact;
- één stopcontact voor GloveFAST Clean 2-4-2, twee voor GloveFAST Clean 2-5-2 en 2-6-4; conform IP66;