

Homogenisator OV 625 Digital



Krachtige digitale homogenisator ontworpen voor dispergeren, homogeniseren, emulgeren, en snel mengen van biologische weefsels, farmaceutische producten, cosmetica en voedingsproducten

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Velp Scientifica](#)

Omschrijving

INTUÏTIEF EN GEMAKKELIJK TE BEDIENEN

? Snelheidsbereik van 3.000 tot 25.000 tpm, om op hoge snelheid te werken

? Volumebereik van 0,2 ml tot 2,5 liter (water)

? Verwerkt monsters met een viscositeit tot 5.000 mPa*s

? Diverse veiligheidsfuncties, zoals softstart, motoroverbelasting beveiliging en oververhittingsalarmen zorgen voor de hoogste veiligheid bij dagelijkse laboratorium werkzaamheden

? Een resistente en robuuste behuizing beschermt de interne elektronische onderdelen en zorgt ervoor dat het instrument zelfs in de meest uitdagende toepassingen werkt

? Eersteklas constructiematerialen garanderen uitstekende mechanische eigenschappen en chemische weerstand

- ? Heldere en intuïtieve digitale display met comfortabele draaiknop die een nauwkeurige elektronische snelheidsinstelling mogelijk maken
- ? Snelle en eenvoudige installatie van de dispergeer tools
- ? Innovatief ontwerp voor een optimale gebruikerservaring

SPECIFICATIES

Gebruikersinterface: Digitaal

Behuizing: Aluminium - Technopolymeer

Roervolume: (water) 0,2 ml - 2.500 ml

Roersnelheid: 3.000 – 25.000 tpm

Snelheidsregeling: Digitaal

Snelheidsinstelling resolutie: 200 tpm

Geluidsniveau (zonder element): 75 dBa

Toegestane omgevingstemperatuur: +5 ... +40 °C

Toelaatbare relatieve vochtigheid: Tot 80%

Motor: BAC

Vermogen: 800 W

Gewicht: 2,4 kg

Afmetingen: (BXHxD) 92x280x130 mm