

TWISTER voor SK-rotoren'



Twister Automatisch vaatjes verwerking Mistone



Twister voor: automatische handling van ontsluitingsvaatjes, vormt samen met de SK rotoren de perfecte eenheid

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Milestone](#)

Omschrijving

Twister voor automatische handling van ontsluitingsvaatjes

Vormt samen met de SK rotoren de perfecte eenheid

- Geschikt voor gesloten destructiesystemen
- Elimineert de fysieke barrière die zich aandient bij de handling van ontsluitingsvaatjes, waardoor de belasting van dit deel van de monstervoorbereiding aanzienlijk verlicht wordt
- De algehele kwaliteit van de ontsluiting verbetert doordat men verzekerd is van een constante en reproduceerbare sluiting van de vaatjes

KENMERKEN

- Draagt bij in een vergroting van de veiligheid, doordat de gebruiker niet blootgesteld wordt aan zuur dat vrij kan komen gedurende het openen van de vaatjes

- Voor de MULTIPREP-41, Q-20 en PRO rotors is tevens een speciaal automatisch dop/ontdop systeem leverbaar, de ACM-100

TWISTER en ACM-100 Voordelen:

- [Automatisch openen en sluiten van Milestone vaatjes](#)
- Eenvoudige en snelle bediening
- Reductie van het aantal handelingen
- Reproduceerbare handelingen Grotere productiviteit en snellere monsterverwerking
- Instelbare rotatiesnelheid voor de grootst mogelijk veiligheid

Vervelende en tijdrovende handelingen zijn verleden tijd!