
BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Identificatiegids voor stalen







NOOIT MEER EEN STAAL VERLIEZEN



Wie is Brady?

Brady is een wereldwijde identificatiepartner

Brady ontwikkelt producten om mensen, producten en plaatsen te identificeren en te beschermen. We bieden totaaloplossingen voor al uw behoeften in product-, veiligheids-, draad- en kabelidentificatie.

Specialist in laboratoriumidentificatie

Dankzij zijn uitgebreide materiaalkennis en chemische expertise heeft Brady duurzame labels ontwikkeld die uitstekend presteren tijdens de opslag en verwerking van stalen. Daarnaast biedt Brady ook hoogkwalitatieve oplossingen voor veiligheidssignalisatie aan.

Resistente en duurzame oplossingen

Onze identificatieoplossingen zijn bijzonder resistent en worden gemaakt volgens duurzame productieprocessen.

Gebruiksgemak

Onze materialen kunnen snel en gemakkelijk aangebracht worden, zodat u meer kunt doen in minder tijd.

Direct leverbaar

Ons distributienetwerk zorgt ervoor dat u over de juiste producten beschikt op het moment dat u ze nodig heeft.






Inhoudsopgave

Wie is Brady?	2
Handgeschreven versus geprinte labels	4
Identificatie van cryostalen	7
Identificatie van flesjes en buisjes	9
Identificatie van flessen en conische buisjes	11
Identificatie van objectglaasjes	13
Identificatie van weefselcassettes	15
Algemene identificatie	17
Printervergelijkingstabel	18
Ter plaatse labels maken	19
Meer automatisering van staalidentificatie	21
Labelsoftware	23

Handgeschreven vs. geprinte labels

Heeft u ooit onderzoek moeten uitstellen vanwege ongeïdentificeerde stalen of omdat niemand nog kon lezen wat er op het staal geschreven stond? Geprinte laboratoriumlabels, specifiek ontwikkeld om stalen te identificeren, voorkomen verlies van stalen en heel wat frustratie.



Handgeschreven informatie

- Is moeilijk leesbaar
- Loopt uit bij aanraking
- Kan slechts beperkte informatie communiceren
- Vervaagt na verloop van tijd
- Wordt gewist door chemicaliën

Geprinte laboratoriumlabels

- Zijn duidelijk en goed leesbaar
- Lopen niet uit en vervagen niet
- Kunnen veel informatie bevatten
- Zijn duurzamer
- Zijn bestand tegen chemicaliën

Staalidentificatie voor laboratoria

Brady's laboratoriumidentificatie is ontwikkeld voor onderzoekers in de biotechnologie, landbouw, milieuwetenschappen en forensische wetenschap. Of u nu actief bent in pathologie, histologie, chromatografie of andere wetenschappelijke domeinen, Brady's labelingoplossingen helpen u voldoen aan Good Laboratory Practice.

De identificatieoplossingen voor stalen van Brady:



- zijn geschikt voor bestaande formaten van flesjes, objectglaasjes en microtiterplaten;
- blijven leesbaar tijdens de verwerking en bewaring;
- zijn bestand tegen opslag in vriezer en vloeibaar stikstof, tegen autoclaven, heetwaterbaden en solventen zoals xyleen, DMSO en ethanol;
- kunnen worden voorzien van uitgebreide informatie, zelfs op de kleinste stalen, via barcodes;
- integreren probleemloos met uw Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS).

Deze gids geeft een overzicht van identificatieoplossingen voor stalen die worden gebruikt in toonaangevende laboratoria wereldwijd. Een overzicht van alle beschikbare materialen vindt u op: **www.bradyeurope.com/lab.**





Identificatie van cryostalen

Gebruik

De FreezerBondz™-labels van Brady zijn specifiek ontworpen voor de identificatie van laboratoriumstalen voor cryo-opslag. FreezerBondz-labels kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, zij het met een kleine overlapping. Het label blijft leesbaar en blijft op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol. FreezerBondz-labels, bedrukbaar met barcodes, verzekeren staalidentificatie in de meest veeleisende omstandigheden in laboratoria.

Product

- **Brady-nummer:** B-490 (vlak oppervlak) en B-492 (gebogen oppervlak)
- **Materiaal:** polyester
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,053 mm (B-490) en 0,081 mm (B-492)
- **Lengte:** vast (enkel variabel voor BMP21-LAB)

F Vriezer

N Vloeibare stikstof

H Heetwaterbad

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.









Identificatie van flesjes en buisjes

Gebruik

Brady's polyester labels B-461 en B-488 zijn bijzonder geschikt voor de identificatie van flesjes, centrifugebuisjes, testbuisjes, rietjes en objectglaasjes. Ze zijn bestand tegen de temperaturen in een vriezer en autoclaaf, en tegen vloeibaar stikstof (B-461). De gegevens op het label blijven perfect leesbaar, zelfs bij blootstelling aan chemicaliën. Deze labels kunnen ook worden beschreven.


Product

- **Brady-nummer:** B-461 (gebogen oppervlak) en B-488 (vlak oppervlak)
- **Materiaal:** polyester
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,0483 mm (B-461) en 0,0914 mm (B-488)
- **Lengte:** vast en variabel

F	N	H	A
Vriezer	Vloeibare stikstof	Heetwaterbad	Autoclaaf

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.







Identificatie van flessen en conische buisjes

Gebruik


Het B-499-label is perfect geschikt voor de identificatie van flessen en conische buisjes. Dit label uit dik nylonweefsel is eenvoudig te gebruiken en heel flexibel, waardoor het gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht kan worden. Het identificatielabel blijft kleven en blijft leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibaar stikstof of verhit wordt in een autoclaaf.

Product

- **Brady-nummer:** B-499
- **Materiaal:** nylon met polyimidecoating
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,166 mm
- **Lengte:** vast en variabel

F Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.





Identificatie van objectglaasjes

Gebruik

De StainerBondz™-labels van Brady zijn specifiek ontwikkeld voor de identificatie van objectglaasjes en zijn bestand tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes. Ze presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen. StainerBondz-labels zijn bestand tegen temperaturen van –80 °C (vriezer) tot 121 °C (autoclaaf).

Product

- **Brady-nummer:** B-481
- **Materiaal:** polyester
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,0838 mm
- **Lengte:** vast

F Vriezer H Heetwaterbad A Autoclaaf

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.





Identificatie van weefselcassettes

Gebruik

Het B-482-label van Brady werd specifiek ontwikkeld voor de identificatie van weefselcassettes. Het label is bestand tegen temperaturen van –80 °C (vriezer) tot 121 °C (autoclaaf) en biedt een superieure weerstand tegen chemische stoffen die gebruikt worden bij de weefselverwerking, waardoor de barcode leesbaar blijft. Het label wordt gebruikt in combinatie met Brady's BSP™ 31-labelbevestigingssysteem voor de identificatie van weefselcassettes voor het verwerkingsproces en vult de StainerBondz-labels voor objectglaasjes aan als onderdeel van een volledig histologieproces.

Product

- **Brady-nummer:** B-482
- **Materiaal:** polyester
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,117 mm
- **Lengte:** vast

F Vriezer H Heetwaterbad A Autoclaaf

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.



Algemene identificatie

Gebruik

Net zoals een duurzaam laboratoriumlabel aangeeft welk staal u vasthoudt, kan een label op een kast of lade u meer vertellen over de inhoud ervan. Dankzij een goede identificatie verliest u geen tijd meer met het zoeken naar het juiste staal of de juiste tool. Voor de identificatie van laden, kasten, rekken en opslagsystemen biedt Brady het B-595-label voor algemene identificatie aan.

Product

- **Brady-nummer:** B-595
- **Materiaal:** vinyl
- **Kleefstof:** bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen
- **Dikte:** 0,10 mm
- **Lengte:** vast en variabel

Wit Geel Rood Groen

Blauw Oranje Zwart Transparant

Voer het B-nummer in op www.bradyeurope.com/tds voor technische informatie.

	Verbruik per dag	Ondersteunde toepassingen	Barcodes	Toetsenbord	Ingebouwde symbolen	Letter-groottes	Labelafmetingen (breedte max./ min.)	Autonoom printen (zonder pc)
BBP™33 LABEL PRINTER	1000	Cryostalen, flesjes en buisjes, flessen en conische buisjes, objectglaasjes, weefselcassettes, algemene toepassingen	Via software	Geen	Via software	Via software	106,00 mm / 6,35 mm	Nee
BBP™11 LABEL PRINTER	500	Cryostalen, flesjes en buisjes, flessen en conische buisjes, objectglaasjes, weefselcassettes	Via software	Toetsenbord	Via software	Via software	118,00 mm / 12,70 mm	Optioneel
BMP™71 LABEL PRINTER	1000	Cryostalen, flesjes en buisjes, flessen en conische buisjes, objectglaasjes, algemene toepassingen	Code 39 en 128, andere via software	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	Meer dan 500	4 tot 174 pt	Continu: 50,00 mm / 9,00 mm Gestanst: 50,00 mm / 6,00 mm	Ja, pc-aansluitbaar via USB
BMP™51 LABEL MAKER	250	Cryostalen, flesjes en buisjes, flessen en conische buisjes, objectglaasjes, weefselcassettes, algemene toepassingen	Code 39 en 128, andere via software	QWERTY	450	4 tot 102 pt	50,00 mm / 9,00 mm	Ja, pc-aansluitbaar via USB, Wi-Fi, LAN + Bluetooth
BMP™21-LAB LABEL PRINTER	100	Flesjes en buisjes, flessen en conische buisjes, algemene toepassingen	Code 39 en 128	ABC	43	6 tot 40 pt	9,05 mm / 6,35 mm	Ja

Ter plaatse labels maken

Met de printers van Brady kunnen professionals zeer gespecialiseerde identificatielabels printen waar en wanneer ze die nodig hebben. In combinatie met aanpasbare software en een speciaal ontwikkeld bevestigingssysteem voor laboratoria, dat op specifieke processen of bestandsformaten afgestemd kan worden, bieden de printers van Brady aanzienlijke tijdsbesparingen en flexibiliteit bij staalidentificatie.

Elk identificatielabel kan ter plaatse worden geprint met een draagbare of desktopprinter van Brady. Raadpleeg onze printervergelijkingstabel of neem contact op met uw Brady-distributeur voor ondersteuning bij de keuze van de beste printer voor uw specifieke noden.







Meer automatisering van staalidentificatie

Labelbevestigingssysteem voor weefselcassettes

Het BSP™31-labelbevestigingssysteem brengt een zelfklevend label aan op weefselcassettes voor de start van het weefselverwerkingsproces. Het label wordt stevig gefixeerd, zodat het niet loskomt tijdens het weefselverwerkingsproces of de opslag.

Barcodescanners

De scanners van Brady verenigen de beste imagingtechnologie met een grafische display en robuust toetsenbord voor snel en gebruiksvriendelijk gegevens- en voorraadbeheer.





Labelsoftware

Wist u dat laboratoriumprofessionals dankzij de nieuwe LabelMark™ 6 kwaliteitslabels voor elk staal kunnen maken in slechts drie stappen? Ervaar zelf wat de meerwaarde is van goed geïdentificeerde stalen, en hoe gemakkelijk u deze zelf kunt realiseren met een gratis proefversie van LabelMark 6 gedurende 30 dagen.

Om een staal te identificeren, dient u enkel het type staal te selecteren in LabelMark™ 6, een sjabloon te kiezen en de nodige gegevens in te voeren. Met de BMP™51-, BMP™53-, BMP™71- of BBP™33-printer van Brady kunt u het label printen en meteen aanbrengen.

Hier vindt u enkele voorbeelden van laboratoriumtoepassingen die LabelMark 6 ondersteunt:

- Cryobuisjes
- Objectglaasjes
- Weefselcassettes
- Microtiterplaten
- Centrifugebuisjes

BRADY – UW LEVERANCIER VAN TOTAALOPLOSSINGEN VOOR IDENTIFICATIE



SYMBOLEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN: Goed zichtbare GHS/CLP-symbolen die ervoor zorgen dat u voldoet aan de GHS/CLP-wetgeving.



VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN : Wij bieden meer dan 8000 verschillende pictogrammen voor veiligheids-, onderhouds- en bedrijfsidentificatie aan.



LEIDINGMERKERS: Een correcte identificatie van leidingen verzekert een beter inzicht in de structuur van een gebouw.



LOCKOUT/TAGOUT-OPLOSSINGEN: Brady biedt volledige ondersteuning aan om uw werkomgeving veilig te maken.



SPC ABSORPTIEMIDDELEN: Eenvoudig, snel en veilig gelekte olie, water en chemicaliën verwijderen.

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

BRADY Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel: +27 11 704 3295

BRADY Benelux
Zele, België
Tel. +32 (0) 52 45 78 11

BRADY Centraal & Oost Europa
Bratislava, Slovakije
Tel. +421 2 3300 4800

BRADY Denemarken
Odense
Tel. +45 66 14 44 00

BRADY Duitsland
Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660

BRADY Frankrijk
Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70

BRADY Hongarije
Budaörs
Tel. +36 23 500 275

BRADY Italië
Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22

BRADY Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524

BRADY Noorwegen
Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00

BRADY Roemenië
Bucharest
Tel: +40 21 202 3032

BRADY Rusland
Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel. +34 900 902 993

BRADY Turkije
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288

BRADY Zweden
Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30

BRADY WERELDWIJD
Australië.....612-8717-6300
Brasilië.....55-11-3686-4720
Canada.....1-800-263-6179
China (Beijing).....86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi).....86-510-528-2222
Filippijnen.....63-2-658-2077
Hong Kong..... 852-2359-3149
Japan.....81-45-461-3600
Korea 82-31-451-6600
Latijns Amerika.....1-414-540-5560
Maleisië 60-4-646-2700
Mexico 525-399-6963
Nieuw-Zeeland 61-2-8717-2200
Singapore 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand.....66-2-793-9200
U.S.A 1-800-537-8791

Uw distributeur

EUR-M-749-NL 08/01/2015

Y4092461

© 2015 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.